

新生儿听力筛查仪传感器单一来源采购申请

医学装备部：

我科常规使用新生儿听力筛查仪对我院出生新生儿开展新生儿听力筛查，并对外院听力筛查不合格患者进行复查，该设备品牌：Natus，型号：ALGO 3i，经查阅设备注册证及用户手册，传感器为新生儿听力筛查仪的配件耗材，且设备只能与 Natus 品牌的配件耗材配套使用才能进行听力筛查，不支持用其他厂商提供的配件得到任何结果（详见附件）。为保障我院正常开展新生儿听力筛查，我科现采购申请单一来源的方式进行该耗材的采购。

情况属实，经调研成都益尔听力技术有限公司提供了生产厂家在中国的代理商“南京伟稻商贸有限公司”就 NATUS 品牌新生儿听力筛查仪（型号：ALGO 3i）产品配件耗材在四川省的唯一授权代理商证明材料，故符合单一来源采购要求，请领导审阅。（详见附件）

罗云书
2021.1.5.

耳鼻喉科

2020 年 12 月 28 日

2021.1.4

请补充原合同情况，是否有配套耗材价格？
黄书

原设备采购合同中该传感器报价为 150 元/套。

同意，请在采购时将价格控制在
罗云书 2021.1.5

原合同报价以下。
黄书 5/1

同意 2021.1.13

同意，请院长阅示。

2021.1.12



Preamp3i (传感器) 导线




ATA3i (耳套) 导线


小心：为了避免损坏筛查仪，在连接或取下任何部件前必须关闭设备。

小心：不要让导线在筛查仪上悬荡或用力撞击其表面。导线受损可以导致检测结果不准确。

Natus 筛查仪配件经验证可用于 Natus ALGO 听力筛查仪。Natus 公司不支持用其他厂商提供的配件得到的任何筛查结果。



Natus 耳套



Natus 传感器

Natus 传感器采用专用低阻抗的电极，可以让 ABR 信号通过婴儿皮肤传导到 ALGO 3i 筛查仪。Natus 传感器表面涂有用于新生儿的传导胶。

Natus 耳套可以阻隔背景噪音和防止探头塞进婴儿的耳道。只有 Natus 耳套得到验证，用于 ALGO 听力筛查系统以产生适当的听觉性能。

备皮材料，例如 NuPrep® 凝胶，可去除婴儿接触传感器的皮肤表面的油质和死皮。这些产品降低皮肤的阻抗，可提高传感器的连接。您的服务代表可以向您提供 ALGO 筛查仪耗材和备皮材料的信息和选材。



警告！ 不要尝试将 Natus ATA3i 或 Preamp3i 导线插入任何其他设备，因为这可能会造成导线或设备的意外损坏。ATA 及 Preamp/PCA 导线是病人连接导线，只能插入 ALGO 3i 设备。



警告！ 将资料打印或输出到病人护理区域外的计算机上。



警告！ 必须在筛查前拔出 ALGO 3i 筛查仪的电池充电器。电池充电器有电磁顺应性地线。ALGO 3i 筛查仪不允许在连接充电器时开始或继续筛查。如果用户在筛查过程中将设备连接到充电器，设备将显示警告信息并退出筛查。这是为了防止影响筛查结果的电源伪迹。



警告！ 当设备电池需要更换时，通常在病人护理区域外更换。

小心： ALGO 筛查仪只能使用 Natus 筛查配件。使用非 Natus 配件，可能损坏 ALGO 筛查仪、影响筛查结果的准确性并使保修失效。

小心： 只能使用随 ALGO 3i 筛查仪同时提供的、经 Natus 公司核准的电池充电器 (REF 900611)。未经 Natus 公司核准的电池充电器可能不符合电与安全标准。使用其它充电器可能损坏设备，Natus 公司不负责因此使用所造成的损坏。

小心： 不正确使用 ALGO 3i 筛查仪及配件，或使用不是由 Natus Medical Inc. 提供的配件和附件，会造成结果不准确。

小心： 用户无权访问软件浏览系统。任何尝试访问软件浏览系统都是明确禁止的，这可能影响筛查结果并使保修失效。

小心： 任何滥用和更改 Natus 耳套或 ATA3i 导线（包括从 ATA3i 导线中取出隔音棉）都会造成在不明确和不能控制的分贝水平下进行筛查，因而导致结果有误并使保修失效。